

LUPAS ERGO

La revolución postural

Las primeras lupas del mercado totalmente ergonómicas. Permiten la visualización del área de trabajo sin necesidad de inclinar el cuello. Esta postura neutra permite trabajar con una ergonomía perfecta. Un diseño innovador que te sorprenderá por su extraordinaria ligereza y calidad óptica. Recomendadas en todas las especialidades.



PERSONALIZABLES



AMPLIO CAMPO DE VISIÓN



LIGERAS



ERGONÓMICAS



FÁCIL ADAPTACIÓN

Sistema exclusivo Ergo con **lentes acromáticas y prisma**.
Ángulo de declinación 65°

Montura **extra ligera** de titanio

Lentes de **policarbonato** y con tratamiento **antirreflejante**, para una mayor **durabilidad** y una **imagen premium**




Fabricadas por Admetec con componentes de alta calidad en colaboración con FUJITOK® Corporation, Japón, unos de los principales proveedores de **lentes de precisión***

Todas nuestras lupas se diseñan según las características individuales de cada profesional, en base al estudio ergonómico y de medidas ópticas realizadas por un equipo experto, según los protocolos desarrollados por Vittrea.

*Las lentes FUJITOK, son utilizadas en instrumentos ópticos, cámaras digitales, microscopios, aparatos astronómicos y aplicaciones médicas para algunas de las empresas más grandes del mundo, incluida Hoya, Canon, Olympus, Nikon y Sony.

LUPAS ERGO

La revolución postural

Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	Montura incluida 
3x	450 • 500 • 550	110 • 130 • 155	95 • 105 • 115	50 g
4x	450 • 500 • 550	85 • 95 • 105	80 • 90 • 100	50,5 g
5x	450 • 500 • 550	70 • 78 • 86	70 • 80 • 90	52 g
6x	450 • 500 • 550	50 • 56 • 62	55 • 65 • 75	52 g
7,5x	450 • 500 • 550	40 • 45 • 50	40 • 50 • 60	53 g
10x	450 • 500 • 550	30 • 35 • 40	30 • 37 • 45	55 g

Diseño óptico del binocular Ergo

