

# LUPAS ERGO

## A revolução postural

As primeiras lupas do mercado totalmente ergonómicas. Permitem a visualização da área de trabalho sem necessidade de inclinar o pescoço. Esta postura neutra permite trabalhar com uma ergonomia perfeita. Um design inovador que o surpreenderá pela sua extraordinária leveza e qualidade óptica. Recomendadas para todas as especialidades.



PERSONALIZÁVEIS



AMPLO CAMPO DE VISÃO



LEVES



ERGONÓMICAS



FÁCIL ADAPTAÇÃO

Sistema exclusivo Ergo com **lentes acromáticas e prisma**.  
Ângulo de declinação de 65°.

Armação **extra leve** de titânio

Lentes de **policarbonato** com tratamento **anti-reflexo**, para uma maior **durabilidade** e uma **imagem premium**.



Fabricadas pela Admetec com componentes de alta qualidade, em colaboração com a FUJITOK® Corporation, Japão, um dos principais fornecedores de **lentes de precisão**\*.

Todas as nossas lupas são concebidas de acordo com as características individuais de cada profissional, com base no estudo ergonómico e nas medições ópticas realizadas por uma equipa especializada, segundo os protocolos desenvolvidos pela Vittrea.

\*As lentes FUJITOK são utilizadas em instrumentos ópticos, câmaras digitais, microscópios, aparelhos astronómicos e aplicações médicas para algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Hoya, Canon, Olympus, Nikon e Sony.

# LUPAS ERGO

A revolução postural

Magnificação	Distância de trabalho (mm)	Campo de visão (mm)	Profundidade de campo (mm)	Armação incluída 
3x	450 • 500 • 550	110 • 130 • 155	95 • 105 • 115	50 g
4x	450 • 500 • 550	85 • 95 • 105	80 • 90 • 100	50,5 g
5x	450 • 500 • 550	70 • 78 • 86	70 • 80 • 90	52 g
6x	450 • 500 • 550	50 • 56 • 62	55 • 65 • 75	52 g
7,5x	450 • 500 • 550	40 • 45 • 50	40 • 50 • 60	53 g
10x	450 • 500 • 550	30 • 35 • 40	30 • 37 • 45	55 g

## Design óptico do binocular Ergo

