

LUPAS TTL GALILEU

As lupas binoculares com óptica Galileu são uma solução perfeita para cobrir as principais necessidades em ampliação, combinando um campo de visão otimizado e uma profundidade de foco maximizada, para uma adaptação natural e rápida, ideais para uso continuado.



PERSONALIZÁVEIS



AMPLO CAMPO DE VISÃO



LEVES



FÁCIL ADAPTAÇÃO

Binocular com design óptico **Galileu** para imagens de **alta resolução**


Armação **extraleve** de titânio

Lentes de **policarbonato** com tratamento **anti-reflexo**, para uma maior **durabilidade** e uma **imagem premium**.



Fabricadas pela Admetec com componentes de alta qualidade, em colaboração com a FUJITOK® Corporation, Japão, um dos principais fornecedores de **lentes de precisão***.

Todas as nossas lupas são concebidas de acordo com as características individuais de cada profissional, com base no estudo ergonómico e nas medições ópticas realizadas por uma equipa especializada, segundo os protocolos desenvolvidos pela Vittrea.

Magnificação	Distância de trabalho (mm)	Campo de visão (mm)	Profundidade de campo (mm)	Armação incluída 
2,5x	350 • 400 • 450	105 • 120 • 135	105 • 130 • 160	49 g
2,7x	350 • 400 • 450	90 • 100 • 110	90 • 110 • 135	41,5 g
3,2x	350 • 400 • 450	75 • 85 • 95	60 • 75 • 90	42 g

*As lentes FUJITOK são utilizadas em instrumentos ópticos, câmaras digitais, microscópios, aparelhos astronómicos e aplicações médicas para algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Hoya, Canon, Olympus, Nikon e Sony.